


## ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ И ИНСУЛЬТОВ

### Мяч для тренировки рук яйцевидной формы


**Мяч для тренировки и массажа кисти руки**, силиконовый в форме яйца. Используют для занятий фитнесом и для выполнения комплекса упражнений, назначенных врачом лечебной физкультуры. Также мяч используют для массажа, при различных заболеваниях и в период реабилитации после травм и операций.



Мяч полезен для формирования и развития координации и мелкой моторики, для разработки мышечных контрактур.



Рекомендован для детей с задержкой психо-моторного развития и для развития мелкой моторики в раннем возрасте. Для взрослых пациентов во время реабилитационного периода после переломов конечностей и после инсульта. Зеленый мяч имеет среднюю жесткость, используется в начале реабилитационного периода.



Мяч оранжевого цвета – мягкий.

Мяч зеленого цвета – средней жесткости.

Мяч синего цвета – жесткий.

Мяч изготовлен из силикона.

Вес 100 г.

### **Мяч для тренировки рук шаровидной формы**

Мячик служит для тренировки моторики рук как у детей, так и у взрослых после перенесенных травм, инсульта и пр. Используется как эспандер, только значительно мягче. Мячик желеобразный и упругий, приятный на ощупь, выполнен из вязкого полимерного материала.



В физиотерапевтических целях можно использовать следующие упражнения:

- простое сжатие всей кистью,
- сжатие между двумя пальцами - большим и указательным,
- сжатие между средним и указательным,
- между большим и мизинцем,
- катание ладонью по столу,
- катание двумя пальцами по столу, сдавливание,
- перекатывание в одной ладони сразу двух мячей.

Диаметр мяча 5 см.

### **Мяч для тренировки кисти с фиксатором для пяти пальцев**

Мяч для разработки руки или для предотвращения сгибания кисти. Мяч можно использовать как эспандер, сжимать. А можно наоборот разжимать пальцы, преодолевая сопротивление резинки. Благодаря фиксации пальцев мяч будет удержан пациентом и никуда не укатится, даже при малой чувствительности кисти и слабом захвате.



Мяч служит для разработки силы захвата, для разработки пальцев рук. Он поможет выполнять упражнения, как на сгибание, так и на разгибание кисти. Используют для занятий фитнесом и для выполнения комплекса упражнений, назначенных врачом лечебной физкультуры. Также мяч используют для массажа, при различных заболеваниях и в период реабилитации после травм и операций. Мяч полезен для формирования и развития координации и мелкой моторики, для разработки мышечных контрактур.

Мяч можно мыть с мылом после использования или обработать антисептическим раствором. Резинка, которая обхватывает мяч, снимается и стирается отдельно. Рекомендуется ручная стирка с мылом при температуре 30 градусов.

Изделие выполнено из мягкого прорезиненного материала типа «антистресс». Имеет удобную продолговатую форму. Резинка выполнена из мягкого эластичного материала с петельками типа махры. Петельки не колючие.

Диаметр: 6,5 см.

### **Мяч для тренировки кисти с фиксатором для пяти пальцев**

Мяч для разработки руки или для предотвращения сгибания кисти. Мяч можно использовать как эспандер. Благодаря фиксации пальцев мяч будет удержан пациентом и никуда не укатится, даже при малой чувствительности кисти и слабом захвате.



Мяч служит для разработки силы захвата. Используют для занятий фитнесом и для выполнения комплекса упражнений, назначенных врачом лечебной физкультуры. Также мяч используют для массажа, при различных заболеваниях и в период реабилитации после травм и операций. Мяч полезен для формирования и развития координации и мелкой моторики, для разработки мышечных контрактур.

Выполнен из полужесткого прорезиненного материала типа «антистресс».

Мяч можно мыть с мылом после использования или обработать антисептическим раствором.

Размер мяча -10см\*6см.

### **Мячи игольчатые массажные**

Этот игольчатый массажный мячик помогает восстановлению нервных окончаний после травм и операций.



Благодаря своему массажному эффекту ускоряет обмен веществ, помогает расслабить мышцы и снять стресс. Подходит для взрослых и детей.

Диаметр 6 и 8 см.