


МАЛЫЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

В повседневной жизни приспособления для захвата и удержания предметов используются людьми с дефектами верхних конечностей. Приспособления для захвата предметов предназначены для захвата и удержания предметов, а также для захвата и манипулирования предметами.

Подбор приспособлений для захвата предметов должен учитывать степень нарушения способности к самообслуживанию инвалидов, их установку на самостоятельное выполнение конкретных действий в сфере быта и социальной среды.

Ручной захват для подбирания предметов с пола



Захват служит пожилым людям с больными суставами и инвалидам для подбирания предметов с пола различных небольших предметов (например, ручку, газету, расческу и т.п.), не наклоняясь.

Данное устройство незаменимо при артрозах, при переломе шейки бедра, после эндопротезирования, когда нагнуться больно, или запрещено.

Конструкция захвата сделана максимально легкой, в ней используется алюминиевая трубка и ручка с анти-скользящим покрытием. Захват может иметь в комплекте дополнительные насадки для захвата мелких предметов.

Осуществляется выпуск модели с магнитом, установленным на конце рукоятки, что позволяет поднимать с пола мелкие металлические предметы (иголки, булавки, скрепки).

Использовать захват для инвалидов можно как двумя, так и одной рукой. Для ношения и хранения на захвате есть специальная съемная клипса, которой можно пристегнуть захват к любой трубке или палке, например к инвалидной коляске, спинке кровати, ходункам.

Активные захваты для инвалидов

Активный захват предназначен для облегчения манипулирования небольшими предметами лицами с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и лежащих больных.



Захват изготовлен из алюминиевого сплава, с пластмассовой ручкой и металлическим зажимом для предметов.

Размер 14x13см
Длина 67 см, 75 см
Вес 200 г

Варежка для удержания предметов



Приспособление фиксирует кистевой захват предметов, предназначен для людей со слабой рукой. Служит в процессе реабилитации после травмы кисти руки, при частичном парезе, при треморе рук.

С помощью данного приспособления можно облегчить ежедневный быт человеку со слабой кистью, а так же проводить упражнения ЛФК.

Варежка помогает сжать руку в кулак и не выпустить из кулака предмет. Крепится при помощи липучек и застежки фастекса.

Размер универсальный, подходит для взрослых. Ремешок для закрепления кисти регулируется по длине. Манжета регулируется при помощи липучки.

Держатели для карандашей и ручек

Приспособление для удержания шариковых ручек или карандашей. Необходимо при слабости кистевого захвата, при обучении письму после инсульта, а также при треморе рук.



Держатель надевается поверх ручки, делая ее толще, а значит легче для захвата пальцами. Имеет треугольную форму, естественную для пальцев. Толщина насадки держателя - 2см, ширина 5см.

Специальный захват-насадка для письма на ручку

Специальный захват-насадка для письма на ручки или карандаши помогает уменьшить усталость, вызванную давлением при письме. Гибкая подушка обеспечивает удобное положение для письма.



Подходит для карандашей и ручек стандартного размера.
Конструкция с защитой от загибов.
Длина 58 мм, ширина 18 мм.